



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Sets personalizados de adhesivos envolventes de cobertura total para uñas: especificaciones, abastecimiento y durabilidad para manos reales

Product Image













Details

Los sets personalizados de adhesivos envolventes de cobertura total para uñas son tiras preimpresas con reverso adhesivo que cubren toda la placa ungueal con sus propios diseños, anchos y acabado. Los compradores eligen entre versiones de película de esmalte seco y gel semicurado, y luego validan el ajuste, la compatibilidad con capa superior y el tiempo de uso mediante muestras antes de confirmar la producción.

Si es una marca de belleza, una caja de suscripción o un vendedor de marca blanca, «personalizado» suele significar aquí dos cosas distintas: imprimir su arte sobre la funda o cortar la funda a anchos de uña específicos. Ambas opciones se pueden comprar, pero implican sistemas de muestreo y utillaje diferentes.

El tamaño, el acabado, la base y el control de calidad deben especificarse desde el principio en lugar de darse por supuestos. Revise la muestra para detectar levantamiento, bordes que se enganchen y

el comportamiento al retirarla antes de aprobar la producción.



Índice

- [¿Qué es un set personalizado de adhesivos envolventes de cobertura total para uñas?](#)
- [¿Cómo se especifican el tamaño, el ajuste y la legibilidad?](#)
- [¿Qué acabados y soportes debe especificar?](#)
- [¿Cómo pasa su pedido del diseño a la entrega?](#)
- [¿Cómo se inspeccionan y envasan los adhesivos personalizados?](#)
- [Adhesivos personalizados para uñas frente a otros formatos de manicura](#)
- [Puntos clave para compradores](#)
- [Inicie su pedido de adhesivos personalizados para uñas](#)

¿Qué es un set personalizado de adhesivos envolventes de cobertura total para uñas? [↑](#)

Un adhesivo envolvente para uñas es una tira fina y preformada con reverso adhesivo que se presiona directamente sobre la uña natural, por lo que no hay esmalte húmedo que seque. «Cobertura total» significa que cada pieza cubre toda la placa ungueal de borde a borde, en lugar de ser una calcomanía parcial. Predominan dos versiones. Los adhesivos de película de esmalte están hechos de esmalte de uñas seco o vinilo y no requieren lámpara; los adhesivos de gel semicurado incorporan una capa de gel parcialmente curada y requieren curado UV o LED para terminar. Personalizado solo significa que la impresión, combinación de colores o tamaños de corte se producen según su pedido, mientras que la lógica de aplicación sigue siendo la misma que en un diseño estándar.

Esta clasificación importa porque determina su vía normativa y de seguridad. En Estados Unidos, los adhesivos suelen regularse como cosméticos y no necesitan aprobación previa de la FDA, pero cualquier afirmación de tratar una afección como los hongos en las uñas reclasifica el producto como un [medicamento conforme a la Ley FD&C¹¹](#). Las revisiones dermatológicas también señalan que los adhesivos para envolturas suelen basarse en cianoacrilato, que puede sensibilizar a los usuarios

aunque rara vez presenta reacción cruzada con los acrilatos, como documenta una revisión clínica de Cutis de 2019^[2]. Trate la película de esmalte y la versión de gel como SKU independientes con etiquetas separadas, nunca como una sola historia de marketing.

¿Cómo se especifican el tamaño, el ajuste y la legibilidad? [↑](#)

El ajuste es el principal factor de despegamiento y devoluciones, y es donde la personalización realmente justifica su valor adicional. Una pieza más ancha que la uña toca la cutícula o la piel lateral, y esa superposición es donde el adhesivo empieza a despegarse en uno o dos días. La solución es un rango real de anchos, no un único set genérico. Los sets de cobertura total de venta al público suelen incluir muchos anchos por set; por ejemplo, la opción de envoltura completa de Nailvy enumera 9 tamaños en 18 piezas en sus especificaciones de calcomanías personalizadas^[3], mientras que otras marcas incluyen 16 piezas. Para una producción personalizada, exija una tabla de medición del ancho de uña o datos de escaneo manual, asigne al pulgar un tamaño ancho específico e indique «tamaño ligeramente estrecho, nunca sobre la piel».




La legibilidad del diseño es la segunda variable de tamaño. La cobertura total implica que el diseño se ve a escala de uña, por lo que las líneas finas, la tipografía pequeña y los degradados pueden desaparecer o mostrar bandas. La sorpresa más frecuente en la preimpresión es la tinta blanca: los proveedores que imprimen sobre película transparente a menudo no pueden aplicar blanco, por lo que cualquier elemento blanco queda transparente y el diseño debe rehacerse con una base impresa. Fije el área imprimible, el margen del borde libre y una zona sin cobertura de cutícula antes de aprobar una composición, porque el problema por uña del «borde afilado que engancha el cabello» es de tamaño y acabado, no un defecto de calidad de impresión.

¿Qué acabados y soportes debe especificar? [↑](#)

El acabado cambia tanto el aspecto como la duración. Los adhesivos brillantes suelen durar más y sufrir menos desgaste en los bordes, mientras que el mate transmite una imagen prémium pero muestra antes la abrasión del borde. Para las versiones de gel también debe especificar el

fotoiniciador, porque la Unión Europea prohibió [el TPO en cosméticos desde el 1 de septiembre de 2025^{\[4\]}](#) sin período de liquidación, por lo que cualquier adhesivo semicurado destinado a la UE y curado con TPO debe reformularse con un iniciador alternativo. Por separado, si el gel contiene HEMA o Di-HEMA TMHDC, las normas de la UE lo limitan al uso profesional con advertencias obligatorias, aplicables desde la [fecha límite de suministro de 2021 conforme al Reglamento \(UE\) 2020/1682^{\[5\]}](#). Nada de esto se aplica automáticamente a los adhesivos de película de esmalte simples sensibles a la presión, y Estados Unidos no tiene una norma idéntica.



Decisión	Opciones	Qué confirmar en la cotización
Versión	Película de esmalte (sin lámpara) o gel semicurado (con lámpara)	Sin TPO para la UE; estado y etiquetado de HEMA/Di-HEMA
Tamaños por set	Varios anchos (p. ej., 9 tamaños / 18 piezas de cobertura total)	Tabla de anchos o escaneo; tamaño específico para pulgar
Acabado	Brillante o mate	Brillante para máxima duración del borde
Soporte / lámina de liberación	Desprendimiento de una sola pieza	Rechace las láminas divididas que desgarran el adhesivo

Trate la liberación de la lámina protectora de una sola pieza como una prueba de aprobación o rechazo del material entrante, no como una preferencia estética. Compruebe si la separación de la lámina deja piezas pegadas a la base, y redacte los criterios de aceptación en la especificación antes de la entrega.

¿Cómo pasa su pedido del diseño a la entrega? [↑](#)

Un pedido personalizado sigue una secuencia de preimpresión, muestra y producción, y omitir la etapa de muestra es donde empiezan la mayoría de las disputas. Las guías de abastecimiento del sector señalan que los diseños totalmente personalizados suelen tener mínimos más altos, con frecuencia 1,000+ unidades, y plazos de entrega aproximados de 3-6 semanas^[6]. Su propia cantidad mínima de pedido, tiempo de producción y peso por unidad no son cifras fijas; deben confirmarse en una factura proforma y validarse con la muestra física, porque dependen de la complejidad del

diseño, la cantidad de tamaños, el embalaje y el acabado.



1. Revise el diseño antes de imprimir: corrija el blanco que aparece transparente, establezca el sangrado, confirme la resolución a escala de uña y defina la zona sin cutícula.
2. Confirme la matriz de tamaños y dé al pulgar un corte más ancho; relacione cada ancho con una medida del lecho ungueal.
3. Elija la versión y el acabado, y valide el etiquetado de TPO/HEMA de la UE si la fórmula es de gel.
4. Apruebe una muestra física para color, ajuste, liberación de la lámina y una comprobación del borde de 24 horas.
5. Realice una prueba de compatibilidad con capa superior en una pieza de sacrificio antes de la producción masiva.
6. Confirme la cantidad mínima de pedido, el plazo de entrega y el peso unitario en la factura proforma, y luego autorice la producción.



Las fórmulas de la capa de impresión rara vez se publican, así que confirme la compatibilidad del top coat en 1 pieza, espere 24 horas y solo entonces apruebe un top coat para todo el juego. Compruebe que el color impreso no se disuelve.

¿Cómo se inspeccionan y envasan los adhesivos personalizados? [↑](#)

Como no existe una norma ISO o ASTM de duración específica para adhesivos envolventes de uñas, la inspección se basa en controles internos repetibles, no en un certificado. Tome una o dos piezas de sacrificio por lote y registre el resultado; si el lote falla, no se envía. Las afirmaciones de durabilidad del envase deben ser honestas: el uso realista se mide en días, no semanas, y depende de la preparación y la fricción diaria.



- Liberación de la lámina: el desprendimiento de una sola pieza aprueba; toda lámina dividida se rechaza.
- Adherencia tras una limpieza con alcohol isopropílico al 70 %, más una comprobación de levantamiento de bordes de 24 horas.
- Compatibilidad con capa superior en 1 pieza: sin sangrado de color a las 24 horas.
- Tamaño respecto a la piel: el adhesivo no debe asentarse sobre la cutícula en la foto de aplicación.



Incluya en el paquete un paño de preparación y una guía de tallas, proteja la lámina durante el transporte y especifique por escrito el plazo de producción y las normas de reenvío antes del primer

pedido. Las cantidades por cartón, las cargas por palé y cualquier cifra de «caben X juegos por caja» deben considerarse determinadas por las dimensiones físicas, el estado de carga y el muestreo del empaquetado final; no prometa una cifra que no se haya verificado en el producto real.

Adhesivos personalizados para uñas frente a otros formatos de manicura [↑](#)

Los compradores rara vez evalúan los adhesivos de forma aislada; los comparan con las uñas postizas y el gel de salón. La tabla muestra dónde gana un adhesivo personalizado de cobertura total y dónde no debe forzarse la comparación.

Formato	Versión	Lámpara	Duración habitual	Mejor aplicación
Adhesivo personalizado de película de esmalte	Esmalte seco/vinilo + PSA	No	7-10 días	Lanzamientos de color de marca, venta minorista sin lámpara
Adhesivo personalizado de gel semicurado	Gel precurado + PSA	UV/LED	~2 semanas	Aspecto de salón, mayor duración
Uñas postizas	Puntas completas + pegamento/pestañas adhesivas	No	1-10 días	Cambio de longitud y forma
Esmalte de gel de salón	Base + color + capa superior, curado	UV/LED	14-21 días	Referencia de mayor duración

En cuanto al tiempo de desgaste puro, el esmalte de gel dura 14-21 días, frente a 7-10 en las fundas de calidad, según una 2026 comparativa de durabilidad^[7]. Una funda no puede añadir longitud; si el comprador necesita extensión, remítalo a las uñas postizas (press-ons). Las fundas personalizadas ofrecen identidad de marca imprimible en formatos sin lámpara o de curado con lámpara, según la fabricación, en lugar de una manicura permanente.

La seguridad también forma parte de la decisión de compra. La humedad atrapada bajo un adhesivo que se levanta es un riesgo real: un dermatólogo indicó a Everyday Health que «el espacio entre la uña natural y el material artificial de la uña es una incubadora perfecta para hongos», en una guía sobre uso de uñas artificiales^[9]. El embalaje debe indicar que se retire al primer signo de levantamiento del borde y que nunca se arranque en seco, ya que las marcas y las guías de retirada coinciden en que forzar un adhesivo para despegarlo arranca con él una microcapa de uña, como la página de retirada de Espionage^[10] y las notas de aplicación de StickyFix^[11] indican.

Puntos clave para compradores [↑](#)

- **Ventas de fundas para uñas en EE. UU.** — En EE. UU., las «fundas para uñas» registraron ~83,100 unidades vendidas en julio de 2026 (Fuente)^[12]
- **El gel semicurado representa aproximadamente la mitad del mercado de tiras** — 46,81 % / \$113.47M de un mercado de \$242.4M 2025 (Fuente)^[13]
- **El canal en línea es el dominante** — ~48,2 % de las ventas de adhesivos para uñas (Fuente)^[14]
- **Las fórmulas de gel de la UE deben eliminar el TPO** — prohibido en cosméticos desde el 1 de sept. de 2025 (Fuente)^[15]
- **El etiquetado de la UE sigue aplicándose de forma insuficiente** — 22,5 % de los

productos para uñas auditados carecían de la advertencia de uso profesional en 2026

(Fuente)^[16]

- **El despegamiento en 24-48 horas suele ser un problema de preparación** — el aceite o la humedad impiden la adhesión (Fuente)^[17]

Inicie su pedido de adhesivos personalizados para uñas [↑](#)

Los juegos personalizados de fundas adhesivas para uñas de cobertura total son un formato sólido de marca blanca cuando se especifican como un producto técnico: una matriz de anchos real, una decisión entre acabado brillante o mate, una fórmula de gel libre de TPO y correctamente etiquetada para los mercados de la UE, liberación de la lámina protectora de una sola pieza y una muestra física aprobada antes de la tirada. Envíenos su arte, su mercado objetivo y su rango de tallas, y solicite una cotización de muestra para que el MOQ, el plazo de entrega y el peso unitario se confirmen por escrito y se comprueben con una muestra real antes de comprometerse.

^[1]Cuidado de uñas de la FDA: Los adhesivos son cosméticos; las afirmaciones de tratamiento los convierten en medicamentos. [↩](#)

^[2]Cutis 2019: Los adhesivos para envolturas usan cianoacrilato; HEMA es un alérgeno común. [↩](#)

^[3]Especificaciones de Nailvy: La opción personalizada de cobertura total enumera 9 tamaños en 18 piezas. [↩](#)

^[4]Prohibición de TPO en la UE: TPO excluido de los cosméticos de la UE desde el 1 de septiembre de 2025. [↩](#)

^[5]UE EU 2020/1682: HEMA/Di-HEMA solo para uso profesional; suministro limitado desde 2021. [↩](#)

^[6]Guía de Alibaba: Los diseños personalizados suelen requerir 1,000+ unidades y un plazo de 3-6 semanas. [↩](#)

^[7]Nailwraps.ca: El esmalte de gel dura 14-21 días; los adhesivos de calidad, 7-10 días. [↩](#)

^[9]Everyday Health: El espacio bajo los adhesivos que se levantan puede incubar hongos. [↩](#)

^[10]Espionage: Nunca fuerce ni arranque los adhesivos de la uña. [↩](#)

^[11]StickyFix: Evite remojar durante tres horas; no cubra la cutícula. [↩](#)

^[12]Asinsight: Los adhesivos para uñas de Estados Unidos movieron ~83,100 unidades en julio de 2026. [↩](#)

^[13]PW Consulting: El gel semicurado representa 46,81 % del mercado de tiras de 2025. [↩](#)

^[14]MarketIntel: El canal en línea representa aproximadamente 48,2 % de las ventas. [↩](#)

^[15]Preguntas y respuestas sobre TPO en la UE: No hay período de liquidación para productos con TPO. [↩](#)

^[16]RIVM 2026: 22,5 % de los productos auditados carecían de la advertencia. [↩](#)

^[17]Nails by Aina: El levantamiento temprano casi siempre es un problema de preparación. [↩](#)

Product Option